

Fauteuil de confort

IDSoft Evolution



- Compact
- Adaptable
- Stable

Chaque jour, nous améliorons votre vie.

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Positionnement et confort

2 versions disponibles



IDS*Soft* Evolution
Standard

IDS*Soft* Evolution Prime

Equipé de deux gouttières réglables et orientables de série



Options disponibles



Appui-tête à oreillettes longues et orientables



Tablette standard amovible par coulissement



Cale-tronc



Plot d'abduction



Manchette gouttière mousse visco, réglable et orientable



Roulettes anti-basculer



Version à pousser



Coussin d'assise en mousse visco-élastique (agrée classe II).

- Freinage pour tierce-personne 24", 12,5" ou 16"

- Roues avant 6" x 1"1/4 bandages

- Roues arrières 24" x 1"3/8 pneumatiques

- Roues arrières 22" x 1"3/8 bandages

- Ceinture ventrale

- Tige porte-sérum

* Voir fiche de prescription pour informations complémentaires

Grâce à son châssis, le fauteuil reste stable quelques soient les inclinaisons du dossier et de l'assise.

1

Structure de dossier plus polyvalente.

Dossier réglable en hauteur sur 8 cm en série et complètement amovible, sauf les tubes qui peuvent recevoir un autre type de dossier si nécessaire (non fourni par Drive DeVilbiss Healthcare France).

2

Plaque d'accoudoir design et rigide.

6

Poignées à pousser réglables en hauteur

5

Châssis léger (couleur bronze) permettant la mise en place de tous types de roues sans changement de platine porte-roue.

4

Accessibilité parfaite au verrouilleur d'accoudoir



3

Glissement du centre de gravité vers l'avant selon l'inclinaison mise en œuvre, assurant une parfaite stabilité au fauteuil.



Un repose-jambe multi-ajustements très fonctionnel

Coussins de mollets larges, réglables en hauteur en largeur, en rotation et en profondeur

Compact

IDSoftevolution se plie facilement et rapidement pour un encombrement minimum.

Poids : 22,2 kg



IDS*Soft* Evolution

Des réglages multiples, une adaptabilité maximale pour le confort, le maintien et la sécurité de l'utilisateur.



Largeur entre accoudoirs
(= largeur d'assise)

Réglable en continu :
Sur châssis T 39 ► de 39 à 44 cm
Sur châssis T 44 ► de 44 à 49 cm
Sur châssis T 49 ► de 49 à 54 cm



Manchettes d'accoudoirs **longues et incurvées réglables en hauteur** sur 35 mm.

Accoudoir complet **amovible** par **bouton poussoir**.



Profondeur d'assise réglable en continu, par glissement, sur 50 mm, soit de 43 à 48 cm.



Assise inclinable de 0 à +20°.



Dossier réglable en hauteur sur 8 cm et complètement amovible si nécessaire.



Dossier inclinable de 90° (verticale) à 120°.

Hauteurs d'assise (sol/plaque) disponibles :

Hauteur sol/plaque d'assise	Roue arrière	Fixation roue arrière	Fourche	Roue avant
45 cm	24"	2	2	8"
42,5 cm	24"	1	2	6"
42,5 cm	22"	2	2	6"
40 cm	22"	1	1	6"
45 cm	16"	4	2	8"
40 cm	16"	3	1	6"
45 cm	12,5"	5	2	8"
40 cm	12,5"	4	1	6"



Conforme à la norme NF ISO 7176-19 : conforme à un usage de siège dans les véhicules motorisés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Largueur d'assise	Profondeur d'assise	Largueur hors-tout	Hauteur assise	Hauteur pliée	Hauteur hors-tout (selon dossier)	Longueur hors-tout avec potences	Poids du châssis alu	Poids maxi utilisateur
T 39 : 39 à 44 cm T 44 : 44 à 49 cm T 49 : 49 à 54 cm	43 à 48 cm	59 cm 64 cm 69 cm	40 à 45 cm	61 à 66 cm	102 à 107 cm	109 cm	à partir de 34,2 kg	140 kg

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Dimensions ± 1 cm.

Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
 ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (France)
 Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

